

Recommandations d'utilisation

1. Fixer le SANBUÉ® sur le haut du masque, à l'intérieur en appuyant sur le SANBUÉ®.



2. Plier légèrement le SANBUÉ® au centre pour faciliter sa pose sur le nez.



3. Poser le masque équipé du SANBUÉ® et l'ajuster à vos pommettes.



4. Ôter votre masque par les élastiques. Enlever le SANBUÉ® par un de ses côtés.



5. Poser le SANBUÉ® formé sur le nouveau masque en veillant bien à son accroche sur celui-ci.



Infos et renseignements sur :
www.sanbue.fr



RAPPEL : Une utilisation inappropriée engendrera une détérioration prématurée de votre SANBUÉ®. Sa durabilité dépend de son utilisation. Remplacer toujours un SANBUÉ® abimé.